



### Sonde cannelée stérile en inox sous blister - 14 cm - Usage unique

Permet de guider avec précision les ciseaux ou bistouris lors d'une découpe ou dissection

La sonde cannelée permet de guider le chirurgien lors d'une découpe ou dissection assurant un travail de précision ainsi que la protection des organes et tissus environnants.

Cette sonde peut également être utilisée par le personnel médical notamment dans la réalisation des coupes de pansements.

**Longueur :** 14 cm

**Usage :** unique

**Stérilisation :** Oxyde d'éthylène

**Péremption :** 5 ans après fabrication

**Sachet :** Pelable (une face plastifiée, une face papier)

**Conditionnement :** Sachet individuel stérile

*Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.*

Matériel médical CE de classe IIa conforme à la directive 93/42/CE

*Tous nos instruments médicaux et chirurgicaux sont en acier inoxydable, qualité médicale, répondant aux exigences spécifiques pour leur utilisation, notamment pour mieux résister à la corrosion. Les qualités utilisées sont ainsi l'inox AISI 304 avec une teneur renforcée en nickel et chrome également dénommé 18/10 et l'inox AISI 316 connu sous le terme d'acier chirurgical.*