

FICHE TECHNIQUE

Sonde urinaire vésicale autolubrifiée homme

Pour sondage et autosondage urinaire.

Sonde urinaire vésicale autolubrifiée homme.

Sonde urinaire autolubrifiée avec godet souple conique.

- Longueur totale: 39.5 cm.
- Longueur embase: 3.8 cm.
- 2 oeils.

Sonde urinaire sous emballage individuel stérile.

Vendu par sachet de 30 sondes urinaires.

Charrières (CH) 10, 14.

Chaque numéro de charrière correspond à 1/3 de millimètres (mm).

Exemple: La charrière 10 correspond à 10/3, soit 3.3 mm de diamètre.

Fabrication Européenne.

Matériel médical CE.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.

