

Sondes d'alimentation pédiatriques

Pour alimentation entérale enfant.

- PVC médical longueur 40 cm
- 2 oeils latéraux
- graduation à 10 et 20 cm
- Sans phalate
- ORX (Opaque Rayon X)
- Bout fermé
- Connexion avec embout Luer obturable.

Disponibles en CH (diamètre) :5, 6, 8, 10.

Conditionnement sous emballage individuel stérile.
Usage unique.

Vendues par lot de 100 sondes.

Fabrication Européenne.
Matériel Médical CE.

Validité: 5 ans.

