

FICHE TECHNIQUE



Sondes d'aspiration bronchique

Semi souple et atraumatique.

PVC médical semi souple limitant les risques d'endommager les tissus. Orifice terminale et oeil latéral.

- Longueur 48 cm.
- Charrière (CH) 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
- Usage unique.

Emballage individuel stérile. Vendu par lot de 100 sondes.

Fabrication Européenne.

Matériel médical CE.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.

Pour vous aidez dans le choix de votre sonde d'aspiration, retrouvez la table de mesures de charrière ci-dessous dans la rubrique "Pour en savoir plus".