

## FICHE TECHNIQUE

### Soutien-Gorge de maternité et d'allaitement Milk Cache CŒUR

Evolutif - Coques amovibles - Allaitement facilité - Douceur du bambou

**Ce soutien-gorge s'harmonise parfaitement avec la culotte haute de maternité de la gamme Milk ainsi qu'avec les coussinets d'allaitement Slim, Jour et Nuit CACHE CŒUR.**

Il est conçu pour la période de grossesse et de maternité.

Il permet un accès facile et rapide au sein, grâce aux clips d'allaitement et à la dentelle élastique ; il offre ainsi praticité et confort.

Cette brassière sans couture, avec décolleté plongeant de style foulard, assure un maintien optimal.

Les coques sont amovibles pour offrir un galbe parfait.

Les bretelles s'ajustent à l'avant pour plus de confort durant la nuit.

**Label Oeko-tex** : cette certification garantit que les matières textiles sont exemptes de produits toxiques pour le corps et l'environnement.

#### Caractéristiques :

- Allaitement d'une main grâce aux clips
- 4 positions d'agrafage dans le dos
- Coques faciles à changer pour une hygiène parfaite
- Sans couture, jolie dentelle
- Douceur extrême de la viscose de bambou
- Évolutivité de la matière pendant et après la grossesse
- Couleur : noire

Composition : 82% Viscose / 14% Polyamide / 4% Élasthanne

Entretien : Lavage à cycle délicat soit 30°

#### Tailles disponibles :

- Taille 100 - Bonnet C, D, E, F
- Taille 105 - Bonnet C, D, E, F



*de leur emballage.*

Marque française : CACHE CŒUR