

FICHE TECHNIQUE

Soutien-Gorge maternité Milk - Blush Cache CŒUR

Soutien-Gorge évolutif à coques amovibles pour un allaitement facilité

Le soutien-gorge Milk s'harmonise parfaitement avec le shorty taille basse Milk ainsi qu'avec les coussinets d'allaitement Slim, Jour et Nuit CACHE CŒUR.

Ce soutien-gorge est conçu pour la période de grossesse et de maternité.

Il permet un accès facile et rapide au sein, grâce aux clips d'allaitement et à la dentelle élastique ; il offre ainsi praticité et confort.

Ce soutien-gorge sans couture, avec décolleté plongeant de style foulard, assure un maintien optimal.

Les coques sont amovibles pour offrir un galbe parfait.

Les bretelles s'ajustent à l'avant pour plus de confort durant la nuit.

Label OEKO-TEX : cette certification garantit que les matières textiles utilisées dans cette culotte sont exemptes de produits toxiques pour le corps et l'environnement.

Caractéristiques :

- Allaitement d'une main grâce aux clips
- 4 positions d'agrafage dans le dos
- Coques faciles à changer pour une hygiène parfaite
- Sans couture, jolie dentelle
- Douceur extrême de la viscose de bambou
- Évolutivité de la matière pendant et après la grossesse
- Couleur : crème

Composition : 82% Viscose / 14% Polyamide / 4% Élasthane

Entretien : Lavage à cycle délicat à 30°

Tailles disponibles :

- Taille 85 - Bonnet B, C, D, E, F



- Taille 95 - Bonnet B, C, D, E, F

Pour des raisons d'hygiène, nous ne pourrions pas reprendre les produits sortis de leur emballage.

Marque française : CACHE CŒUR