

Sparadrapp acétate tissé Leukoplast S - Bsn Médical

Facilement sécable à la main. Disponible en rouleau perforé ou bobine.

Pour maintien de pansements, fixation de tubulures médicales et de matériels de soins. Support rigide, enduit d'une masse adhésive contenant du caoutchouc naturel et de l'oxyde de zinc pour une bonne adhérence sur peau.

- Déchirable à la main dans les deux sens.
- Disponible en version perforée avec élément protecteur sur la face adhésive.
- Bobine antimicrobienne (réduction à plus de 99,9% au bout de 6 heures du staphylocoque doré résistant à la méticilline).
- Sans phtalates.

Disponible en rouleau perforé ou bobine.

Tailles disponibles :

- 5 m x 10 cm ou 5 m x 18 cm (perforé).
- 5 m x 1,25 cm, 5 m x 2 cm ou 5 m x 5 cm (bobine).

Conditionnement :

- Modèle perforé : une bande par boîte.
- Avec bobine : 6, 12 ou 24 bandes par boîte.

Composition :

- Support : acétate de cellulose de couleur blanche. Grammage moyen: 68 g/m².
- Masse adhésive : caoutchouc naturel, colophane, lanoline et oxyde de zinc. Grammage : 68 g/m².
- Élément protecteur (pour modèle perforé) : film polyéthylène gaufré.

Matériel Médical CE.

