

Sparadrap microporeux non tissé Pic

Micro-aéré et hypoallergénique.

Sparadrap adhésif qui laisse la peau respirer.
Transparente aux rayons X.
Découpable sans ciseaux.

Longueur : 9,14 m.

Disponible en largeurs : 1,25 cm ; 2,5 cm ; 5 cm ; 7,5 cm.

Conditionnement sous boîtes de 4, 5, 6, 10 ou 15 rouleaux selon la largeur choisie.

Vendu par boîte.

Vendu aussi avec le dérouleur Softfix.

Aller sur la fiche produit du [sparadrap non tissé avec dérouleur](#)

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

