



### Sparadrap microporeux non tissé Waytape Robé Médical

Adhésif non tissé pour la fixation de tous types de pansements.

Sparadrap en papier non tissé, hypoallergénique.  
Pratique à utiliser, se découpe à la longueur nécessaire.  
Retrait sans douleur.

Utiliser pour la fixation de compresses, de pansements, de cathéters ou de sondes.

- Non-tissé.
- Laisse la peau respirer.
- Découpable sans ciseaux.
- Ne laisse pas de résidus à l'ablation.

#### **3 tailles différentes:**

- Boîte de 24 rouleaux de 1,25 cm x 9,14 m.
- Boîte de 12 rouleaux de 2,5 cm x 9,14 m.
- Boîte de 6 rouleaux de 5 cm x 9,14 m.

Conditionné par boîte de 6, 12 ou 24 rouleaux selon la largeur choisie.  
Vendu à la boîte.

Matériel médical CE.