

### Sparadrap soie blanche Soffix-Seta oxyde de zinc

**Résistant, micro-aéré et sécable à la main.**

Support tissu en soie blanche à l'oxyde de zinc.

- Hypoallergénique,
- Présenté en bobine.
- Oxyde de zinc pour une meilleur tolérance cutanée.

Existe en deux dimension:

Modèle 5 m x 2,5 cm

Modèle 5m x 5 cm

Conditionnement par 5 ou 10 rouleaux.

Dimensions boîte : 31 x 5,5 x 5,5 cm

Matériel médical CE

Fabrication Européenne.

