

FICHE TECHNIQUE

Sparadrap tissu hypoallergénique

Pour la fixation de tout type de pansement, gazes, tubes, cathéters, sondes ou canules

Ce sparadrap en tissu est utilisé pour la fixation de pansements et autres bandages.

Fabriqué à partir d'un tissu présentant une grande perméabilité à l'eau et à la vapeur.

Il est hautement respirant, adaptable et extensible.

- Sparadrap en tissu blanc
- Hautement respirant, adaptable et extensible
- Forte adhérence
- 100 % polyester
- Tissu poreux sans latex
- Perméable (eau et vapeur)
- Hypoallergénique
- Déchirable à la main

3 dimensions disponibles :

- 1.25 cm x 5 m - Boite de 24 sparadraps
- 2.5 cm x 5 m - Boite de 12 sparadraps
- 5 cm x 5 m - Boite de 6 sparadraps

Matériau :

Tissu 100% polyester

Coloris :

Blanc

Matériel Médical CE (Dispositif médical de classe I selon l'annexe VIII du règlement sur les dispositifs médicaux 2017/745)

Produit fabriqué en Union Européenne
Fabriqué selon la norme de qualité EN UNE ISO 13485:2016

