

FICHE TECHNIQUE

Sparadrap tissu perforé Soffix Tela

Sparadrap oxyde de zinc perforé adhésif large.

Résistant et très adhérent.

Couleur chair.

- Tissu: 100% coton.
- Adhésif: colle oxyde de zinc.
- Aération maximale avec perforation tous les 7mm.
- Pour plaies étendues.

Conditionné par boîte de 3 rouleaux.

Taille : 5m x 10cm

Dim. boîte : 31,5 x 5,5 x 5,5 cm

Matériel médical CE

