

Spéculums Welch Allyn pour otoscope - Lot de 34

S'utilisent notamment avec les otoscopes :

- Welch Allyn [Macroview](#).
- Welch Allyn 20000, 21110, 23810, 23820, 24031, 25000, 25020.
- Welch Allyn [Pocket](#)LED, Pocket Professionnel et Pocket Junior.

Spéculums à usage unique

2 modèles disponibles :

- Modèle enfant : Ø 2,7 mm
- Modèle adulte : Ø 4,25 mm.

Conditionné par sachet de 34 spéculums.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.

Spéculums auriculaires spécifiques à l'otoscope Welch allyn.

