

Spéculums auriculaires 100% recyclé, pour otoscopes toutes marques - Robe Medical - par boîte de 250

Nouveaux modèles fabriqués à partir de matières exclusivement recyclées, forme identique à nos spéculums classiques et convenant à la plupart des otoscopes, fabriqués en Europe.

Conçu pour Robé Médical, nous vous proposons ce nouvel otoscope pour une consommation encore plus responsable et respectueuse de l'environnement:

- Emballage 100% recyclé
- Plastique 100% recyclé
- Design identique à notre modèle habituel
- Une visibilité maximale grâce à une diminution sensible de la réflexion optique.
- En plastique 100% recyclé
- Une meilleure vision grâce à un facteur de réflectance réduit avec la zone de réflexion inférieure d'environ 30% de celle d'un spéculum classique.
- Encoche avec inclinaison et découpe plus précise pour une mise en place facilitée.
- Bords arrondis atraumatiques

Disponible en taille pédiatrique (diamètre 2,5 mm) et taille adulte (diamètre 4 mm)

Ces spéculums conviennent notamment aux modèles d'otoscopes ci-dessous :

HEINE : - [Gamme Heine dont Mini 3000](#)

KAWÉ : - [Kawe Piccolight](#), - [Kawe Eurolight Standard](#) et autres modèles

LUXAMED : - [Luxamed Auris 2.5V](#), - [Luxamed Auris 3.7V](#) et autres modèles

VIEWTRONIC : - [Otoscope BF 200](#) et autres modèles

2 modèles disponibles :

- Ø 2,5 mm, boîte distributrice de 250.
- Ø 4 mm, boîte distributrice de 250.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.

