

Spéculums auriculaires Robé Médical pour otoscopes toutes marques, par 250

Le nouveau spéculum Robé Médical est arrivé!

Conçu pour Robé Médical, nous vous proposons un outil spécialement adapté à vos auscultations:

- Une visibilité maximale grâce à une diminution sensible de la réflexion optique.
- Un ergot de fixation renforcé pour encore plus de stabilité.
- Un prix toujours aussi compétitif.

Fabriqué en Allemagne, ce nouveau spéculum s'adapte à tous les modèles d'otoscope existants sur le marché.

- Une meilleure vision grâce à un facteur de réflectance réduit avec la zone de réflexion inférieure d'environ 30% de celle d'un spéculum classique (voir photo).
- Encoche avec inclinaison et découpe plus précise pour une mise en place facilitée.
- Bords arrondis atraumatiques

Ce spéculum est disponible en taille pédiatrique (diamètre 2,5 mm) et taille adulte (diamètre 4 mm)



Ces spéculems conviennent aux modèles d'otoscopes ci-dessous :

HEINE :

[- Heine Mini 3000](#)

KAWE :

[- Kawe Piccolight](#)

[- Kawe Eurolight Standard](#)

LUXAMED :

[- Luxamed Auris 2.5V](#)

[- Luxamed Auris 3.7V](#)

VIEWTRONIC :

[- Oscope BF 200](#)

2 modèles disponibles :

- Ø 2,5 mm, boîte distributrice de 250.
- Ø 4 mm, boîte distributrice de 250.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.