

## FICHE TECHNIQUE

### Spéculums nasaux à usage unique, non-stérile, boîte de 20 - Bionix

Pour l'observation de la muqueuse nasale et l'extraction de corps étrangers.

Le spéculum jetable aide les professionnels de la santé à améliorer le champ de vision des voies respiratoires nasales avec un spéculum léger.

Le spéculum jetable offre la même grande vue de la cavité nasale qu'un spéculum acier, tout en ayant une texture douce et chaude plus agréable pour les patients.

Assure une prise de pression confortable pour le fournisseur de soins de santé.

Le spéculum jetable fournit une visualisation directe et est une alternative facile à utiliser, au spéculum nasal métallique classique.

- Usage unique
- Non stérile
- Texture douce et agréable
- Poignée confortable
- Pression facile

Matériel médical CE.

