

### Spiromètre d'exercice Pulmogain

**Permet d'accélérer la récupération des volumes pulmonaires.**

Spiromètre de réadaptation pulmonaire, avec billes de mesure couleur.

- Stimule l'inspiration profonde.
- Incite l'expansion pulmonaire.
- Permet l'estimation des améliorations du patient.

Les efforts inspiratoires permettent :

- d'expandre les alvéoles pulmonaires
- d'aider à prévenir les atélectasies
- de retrouver les réflexes respiratoires tels que le baillement

Méthode de l'exercice :

- Soulever 2 ou 3 boules par inspiration profonde,
- Maintenir cette inspiration aussi longtemps que possible.

Modèle avec 3 billes de couleur pour le contrôle d'une inspiration profonde, en volume et en durée.

Spiromètre lavable avec embout buccal amovible.

Matériel médical CE.

