

Spray désinfectant mains Stericid - 250 ml

Pour le traitement hygiénique des mains par friction.

Liquide prêt à l'emploi. Bactéricide, levuricide et virucide. Actif sur Coronavirus. Usage professionnel.

Propriétés microbiologiques :

En conditions de saleté (sauf*) :

- Bactéricide EN 1276, EN 13727, EN 1500 * (3ml /30 secondes).
- Levuricide EN 13624 (en 1mn), EN1650 (en 30 secondes).
- Virucide EN 14476+A1 sur Herpès Virus, H1N1, Rotavirus et Coronavirus en 1 minute.

Mode d'emploi :

Traitement hygiénique : appliquer 3ml et se frotter les mains pendant 30 secondes. Ne pas rincer. Laisser sécher.

Précautions d'emploi :

Produit Biocide TP1 destiné à l'hygiène humaine.

Produit inflammable. Produit irritant pour les yeux. Respecter les précautions d'emploi. Avant toute première utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Utiliser dans les 6 mois après ouverture.

Flacon de 250 ml.

Composition :

Actifs: Ethanol (CAS : 64-17-5) : 61% m/m.

Isopropanol (CAS : 67-63-0) à 2.5% m/m.

Formule sans parfum ni colorant.

