



Spray détergent désinfectant Impressiv pour les empreintes dentaires - Flacon 1 L

Formule hydroalcoolique à large spectre d'activité.

Pour le nettoyage et la désinfection par pulvérisation des empreintes dentaires y compris alginates, hydrocolloïdes et élastomères synthétiques (silicones, polysulfures et polyéthers). Actif sur les virus enveloppés (Coronavirus, VHB, VHC, etc.).

- Séchage rapide évitant la déformation des empreintes.
- Pour la désinfection d'environ 200 empreintes.
- Formule sans aldéhydes ni phénols.
- PH : 7.0 +/- 0.5.
- Parfum pamplemousse.
- Couleur : incolore à jaune pâle.

Propriétés microbiologiques (en conditions de saleté, 20°C) :

- Bactéricide sur *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae* EN13727 en 1 min et EN14561 en 5 min.
- Levuricide sur *Candida albicans* EN13624 en 1 min; EN 14562 sur *Candida albicans*, *Aspergillus niger* en 5 min.
- Virucide EN14476 sur Influenza A/H1N1 en 1 min; Norovirus, HIV-1 en 30 s; Hépatite B (PRV), Herpes virus en 1 min; Hépatite C (BVDV), Rotavirus, Adenovirus en 5 min; et EN16777 sur Virus de la Vaccine, Adenovirus, Norovirus en 5 min.

Composition : alkylamine en solution hydroalcoolique, tensioactif, parfum.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Flacon de 1 L.

Fabriqué en France.

Dispositif Médical CE, classe IIb.