



Spray lotion bi-phase anti poux et lentes - Efficace en 1 application - 80ml - Laboratoire Polidis

A base d'huile essentielle d'arbre à thé et de diméthicone - Sans insecticides chimiques et sans diluant agressif - Agit en 15min

Cette lotion a été spécialement conçue pour lutter efficacement dans le traitement de la pédiculose (infestation du cuir chevelu par les poux).

Riche en diméthicone, elle permet de tuer mécaniquement 100% des poux par asphyxie et déshydratation en obstruant leurs orifices respiratoires en une seule application de 15 minutes.

L'huile essentielle d'arbre à thé, connue pour ses propriétés anti-poux, renforce l'efficacité de cette lotion. L'efficacité de la formule a été prouvée par un laboratoire français spécialisé en ectoparasites.

Ce produit peut être appliqué sur un enfant de plus de 3 ans. Lire attentivement les instructions avant utilisation.

- Riche en diméthicone
- Permet de tuer mécaniquement les poux par asphyxie et déshydratation
- A base d'huile d'arbre à thé (Tea Tree)
- Sans insecticides chimiques et diluants agressifs
- Sous forme de spray
- Facile et rapide à utiliser

Composition riche en diméthicone :

Enrichie en diméthicone, la lotion bi-phase agit de manière mécanique pour éliminer la totalité des poux, les privant d'air et d'hydratation par obstruction de leurs voies respiratoires lors d'une seule application. De plus, l'huile essentielle d'arbre à thé, reconnue pour ses propriétés anti-poux, amplifie l'efficacité de cette lotion.

Action rapide :

En seulement 15 minutes, cette lotion assure l'élimination totale des poux en les privant d'air et d'hydratation par asphyxie et déshydratation.

Facile à appliquer :

Dotée d'un spray, la lotion offre l'avantage d'une application aisée et uniforme du produit, garantissant une efficacité optimale.

Le conseil en + :

Pour prévenir toute recontamination, il est recommandé de traiter simultanément l'ensemble de la famille. Assurez-vous de désinfecter les draps, les oreillers, vêtements et articles entrant en contact avec la tête. Un lavage en machine à 60°C permettra d'éliminer les parasites de manière efficace.

Utilisation :

- Bien agiter le flacon avant utilisation.
- Pulvériser une quantité suffisante de lotion sur les cheveux en privilégiant les racines.
- Veiller à ce que l'ensemble des cheveux et du cuir chevelu soient imprégnés.
- Masser pour répartir uniformément la lotion en insistant sur la nuque et derrière les oreilles.
- Laissez agir 15 minutes, le temps nécessaire pour avoir une activité pédiculicide efficace.
- Laver les cheveux avec votre shampoing habituel.

Afin d'éliminer toute les lentes qui auraient pu éclore après le premier traitement et de s'assurer que le cycle de vie du pou soit complètement rompu, renouveler

le traitement 10 jours plus tard.

Composition :

Dimethicone, Aqua, PEG-12 Dimethicone, Potassium sorbate, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Citric acid

Contenant :

Spray de 80 ml

Dispositif médical, 93/42/CEE, de classe I.

Produit fabriqué en Europe

Méthode de conservation : 15-30°C. Conserver à l'abri de la chaleur, du froid, de l'humidité et de la lumière.

Péremption : 36 mois après fabrication – 6 mois après ouverture.