



Spray mousser nettoyant désinfectant Dentasept SH Pro - 750 ml

Pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux en milieu dentaire.

Solution nettoyante et désinfectante pour le traitement en milieu dentaire, des dispositifs médicaux invasifs tels que l'essuyage de l'instrumentation réutilisable (pièces à main rotatives, turbines, contre-angles...).

- Nouvelle formulation améliorée.
- Solution prête à l'emploi.
- Formule sans alcool, compatible avec tous les matériaux synthétiques, plastiques, etc.
- Formule sans parfum, sans colorant, sans substance allergène.
- Pistolet mousser qui limite l'aérolisation du produit et permet la visualisation de l'application.
- Efficace en seulement 1 minute contre tous les virus enveloppés.

Propriétés microbiologiques :

- Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 13697 - 2 minutes, SARM : EN 13727, EN 13697 - 2 minutes.
- Levuricide : EN 1275, EN 13624, EN 13697 - 5 minutes.
- Actif selon EN 14476 sur Rotavirus, Herpesvirus, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus - 1 minute.
- Actif selon EN 14476 sur polyomavirus SV40 - 5 minutes.

Composition : chlorure de didécyltriméthylammonium, excipients.

Contenance : 750 ml.

Matériel Médical CE.

Fabriqué en France.

Certification EcoVadis