

### Squelette anatomique humain avec muscles peints - sur socle - 85 cm

Pour la compréhension de toutes les fonctionnalités du corps humain.

Mini squelette adulte articulé en plastique. Articulations des membres supérieurs et inférieurs mobiles. Coté gauche du squelette avec origines musculaires en rouge et insertions en bleu.

- Crâne movable.
- Insertions musculaires peintes en bleu.
- Origine musculaires peintes en rouge.
- Vertèbres lombaires peintes en rouge.
- Articulation des pieds, genoux, poignets, coudes et épaules flexibles.

Fabriqué en plastique PVC.

Échelle : 1:2.  
Taille : 85 cm.  
Poids : 14 kg.

