

Squelette de la main avec ligaments

Démontre toutes les fonctionnalités de la main et les structures anatomiques externes.

Le squelette de la main avec ressort permet de reproduire différentes positions de la main. Il comprend :

- Les doigts (avec les phalanges individuelles)
- Les métacarpes
- Les os carpiens (rangées proximale et distale)
- L'ulna et le radius (raccourcis)
- Les ligaments (transparents)

- Taille: 11 x 7 x 26 cm
- Fabriqué en PVC lavable et incassable

Ce squelette est parfait pour l'étude des fonctions de mouvement des os et ligaments de la main.

