

Station de préparation culinaire universelle - Autonomie et polyvalence

Support multifonction dédié à la cuisine et à la préparation des repas en toute sécurité

Cette station offre une solution complète pour la préparation des aliments. Idéale pour les personnes à mobilité réduite ou ayant une préhension faible, son étau sécurisé, sa râpe, sa mandoline, sa brosse et ses piques assurent une cuisine autonome. Ses pieds antidérapants et ses ventouses permettent une adhérence de la planche à la table ou au plan de travail.

Ce produit est conçu pour offrir indépendance, commodité et assistance dans les tâches quotidiennes de la cuisine.

Le produit contient :

- Râpe et mandoline : Livré avec 3 styles de lames, les aliments tombent dans la boîte lors de la coupe. Retirer la boîte pour récupérer les aliments après utilisation. Les lames peuvent être rangées dans le compartiment sous la boîte.
- Brosse de nettoyage amovible : Permet de nettoyer d'une seule main les fruits, les légumes, ...
- Étau réglable : Placer l'objet à maintenir contre le support fixe. Faire glisser le support mobile (qui ne peut être déplacé qu'avec le levier en position haute) jusqu'à l'objet. Lorsque celle-ci touche l'objet, appuyer sur le levier pour le verrouiller.
- Pointes en acier inoxydable : Maintien le pain, les fruits ou les légumes immobiles lorsqu'ils sont tranchés, hachés ou pelés. Le support des pointes est réversible afin de pouvoir être rangé à l'envers en toute sécurité lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Protection d'angles surélevée : Placer le pain ou les toasts contre les bords surélevés pour étaler facilement.

Caractéristiques :

- Polyvalence pour une utilisation avec divers aliments
- Adhérence et sécurité
- Indépendance, commodité et assistance dans les tâches culinaires
- Idéale les personnes ayant une mobilité réduite ou une faible préhension

Matériaux :

- ABS
- Acier inoxydable

Dimensions : 50 x 30 x 14,5 cm

Poids : 1,7 kg



