

### Steri-Strip 3M Sutures cutanées adhésives

#### La référence pour les sutures cutanées.

De différentes largeurs, elles sont composées de deux couches :  
- Une couche non tissée microporeuse renforcée de fibres de polyester  
- Un adhésif hypoallergénique à base d'acrylate de synthèse

Résistants même en milieu humide.

Cicatrisation rapide.

Risque infectieux infime.

Peuvent être utilisées seules ou en complément de fils ou d'agrafes cutanées.

Pochettes stériles de 3, 5, 6 ou 10 sutures.

Boîte de 50 pochettes.

