

## **FICHE TECHNIQUE**









## Stéthoscope Classic Pavillon Simple - Gima

Stéthoscope classique en aluminium, léger et fiable.

Shéthoscope pour adulte, à tête simple. Pour une auscultation classique du patient. Disponible en plusieurs coloris.

Pavillon: Ø 43,5 mm.
Cloche: Ø 30 mm.
Lyre en laiton.
Bague anti-froid.

- Tubulure : longueur 62 cm, int. Ø 4 mm, ext. Ø 8 mm.

- Sans latex.

Disponible en rouge, bleu, vert, violet ou jaune.

Matériel médical CE.

Livré dans une boîte en carton. Mode d'emploi multilingue.