

FICHE TECHNIQUE



Stéthoscope infirmier - Littmann - Lightweight II SE

Offre la possibilité de bénéficier d'une bonne qualité et d'une fiabilité acoustique à un prix avantageux.

Le stéthoscope 3M[™] Littmann Lightweight II S.E. offre la possibilité de bénéficier d'une bonne qualité et d'une fiabilité acoustique à un prix avantageux.

Idéal pour la prise de tension et les examens courants. Le stéthoscope, à double pavillon, est simple d'utilisation.

- Membrane double fréquence pour écouter alternativement les sons de hautes et de basses fréquences.
- Pavillon de forme ovoïdale pour faciliter la prise de tension.
- Lyre orientée et légère.
- Double pavillon.
- Tubulure à simple conduit au design traditionnel qui se plie aisément.
- Fourni avec une paire d'embouts auriculaires souples et isolants.
- Léger et résistant.

Longueur totale : 71 cm Poids : 118 grammes

Existe en plusieurs coloris.

Garantie de 6 ans.

Matériel médical CE.

Consultez la fiche technique pour tout renseignement supplémentaire.

Robé Médical est distributeur certifié Littmann et à ce titre répond aux critères de qualité, service client et service après-vente de Littmann 3M. Retrouvez le tableau comparatif des produits Littmann 3M en fiche technique (ci-dessous).