

Stylet olivaire boutonné inox stérile

Stylet boutonné inox 14 cm, à usage unique

- Acier inoxydable.
- Longueur : 14 cm.
- Stérilisation Oxyde d'éthylène.
- Sans latex.

Dimensions : 14 x 0,2 cm.

Poids : 5 g.

Conditionnement : sous emballage individuel stérile. Vendu par lot de 10 stylets.

Tous nos instruments médicaux et chirurgicaux sont en acier inoxydable, qualité médicale, répondant aux exigences spécifiques pour leur utilisation, notamment pour mieux résister à la corrosion. Les qualités utilisées sont ainsi l'inox AISI 304 avec une teneur renforcée en nickel et chrome également dénommé 18/10 et l'inox AISI 316 connu sous le terme d'acier chirurgical.

Matériel médical CE.

