

### Support mural pour flacon pompe commande au coude

Pour une distribution hygiénique des gels hydroalcooliques et savons Anios en flacon pompe 500ml ou 1L.

Pour flacon pompe Anios contenance 500ml ou 1L.

Support à accrocher au mur à l'aide de 2 vis.

Compatible avec :

- les gels hydroalcooliques [Aniosgel 800](#).
- les gels hydroalcooliques [Aniosgel 85](#).
- les gels hydroalcooliques [Dermanios Scrub](#).
- les savons doux haute fréquence [Aniosafe](#).
- les savons doux haute fréquence [Aniosafe Manuclear NPC](#).

