

### Support pour ballon de gymnastique - Pour ballons de 45 à 85 cm de diamètre

Socle de maintien pour ballon de gymnastique - Stabilité et sécurité

Le support pour ballon de gymnastique est conçu pour assurer la stabilité et la sécurité lors de l'utilisation du ballon. Cette base permet de contenir le ballon et d'éviter tout roulement non désiré de celui-ci. Il est idéal pour immobiliser et utiliser le ballon comme assise à domicile ou sur le lieu de travail. Le support maintient donc le ballon pour l'exécution d'exercices de gymnastiques, de renforcement, de rééducation ou encore pour s'asseoir.

Cet accessoire est fortement conseillé pour les femmes enceintes et les personnes manquant de mobilité ou de dextérité, dans le but de prévenir les chutes.

Ce support peut aussi être employé comme rangement pour le ballon.

#### Caractéristiques :

- Stabilité renforcée : le support empêche tout roulement du ballon, assurant une pratique en sécurité et évitant les mouvements indésirables
- Antidérapant : adhérence sur des sols lisses
- Polyvalence

**Convient aux ballons d'une taille allant de 45 à 85 cm**

