

### Système de perfusion intra-osseuse - ARROW EZ-IO G3 - TELEFLEX

Fourni un accès vasculaire intra-osseux en situations d'urgence.

Le dispositif Arrow EZ-IO est un DVA (Difficulty Vascular Access), il offre un accès rapide et fiable lorsque l'accès intraveineux est difficile ou impossible.

Composé d'un boîtier externe entièrement étanche qui intègre le moteur capable de fonctionner avec des piles non rechargeables au lithium.

- Durée de vie d'environ 500 insertions
- L'indicateur LED clignote rouge lorsque la gâchette est activée et qu'il reste moins de 10% de la durée de vie de la batterie
- Conception entièrement scellée pour un nettoyage rapide et facile
- Conçu pour une utilisation dans les environnements de transport terrestre et aérien, hospitaliers et militaires

Le système de perfusion Arrow EZ-IO G3 est compatible avec :

- Aiguille intra- osseuse EZ-IO 15G x 15 mm : [EZIO901](#)
- Aiguille intra- osseuse EZ-IO 15G x 25 mm : [EZIO901](#)
- Aiguille intra- osseuse EZ-IO 15G x 45 mm : [EZIO901](#)
- Stabilisateur EZ-IO : [EZIO966](#)
- Sac de transport EZ-IO : [EZIO965](#)

**Poids** : 315 g

**Dimensions** : 16,5 cm x 11,4 cm x 6,4 cm

**Couleur** : rouge

Dispositif Médical de classe IIa conforme à la directive 93/42/CEE

