

Salamender



Table de soins 2 parties à hauteur fixe coloris bleu Salamender

Modèle polyvalent piétement en acier, avec porte rouleaux et porte accessoires

Divan de soins et de massage 2 parties, piétement en acier inoxydable.
Dossier relevable, autobloquant. Cavité visage avec bouchon.
Revêtement similicuir haute qualité et résistant.
Plateau-grille permettant de poser les accessoires à portée de main.
Livré avec porte rouleau. Portée 100 kg.

- Sellerie similicuir.
- Dossier relevable jusqu'à 40°.
- Piétement acier inoxydable.
- Plateau-grille porte accessoires.
- Porte rouleaux inclus.
- Portée maximale 100 kg.

Egalement disponible en coloris [noir](#), [gris foncé](#) ou [blanc](#).

Dimensions : H63 x L183 x I 63 cm.
Poids : 26 kg.

Garantie 3 ans.