

FICHE TECHNIQUE

Tabliers de protection en 100 % polyéthylène - Sachet de 100

Tabliers de protection à usage unique. Non stérile.

- Polyéthylène blanc.
- Imperméable.
- Ajustable toutes tailles.
- Se ferme avec lien à la taille
- Fin et résistant.

Épaisseur : 10 microns.

Longueur : 125 cm.

Largeur : 80 cm.

Poids : 7,5 g.

Conditionnés par sachet de 100 tabliers.

Pour une protection intégrale du porteur.

