



## FICHE TECHNIQUE

### Tabouret Burgos avec dossier réglable, piètement métal

### Tabouret pivotant à hauteur variable avec dossier réglable

Hauteur variable 45-58 cm par vérin à gaz  
Piètement acier chromé largeur 50cm.  
Dossier réglable en hauteur et profondeur.

Sellerie simili cuir ignifugé classe M2.  
Epaisseur 4 cm, densité 25kg.  
19 coloris au choix.

Poids 8 kg

Garantie 3 ans

Matériel médical CE.

