

## Tambours inox

### Tambours en inox de qualité supérieure 18/10.

Avec couvercle à charnières et éclipses latérales.  
Autoclavable.

#### 3 modèles disponibles :

- Dimensions : 125x80 mm.
- Dimensions : 125x100 mm.
- Dimensions : 125x125 mm.

Matériel CE.

Tous nos instruments médicaux et chirurgicaux sont en acier inoxydable, qualité médicale, répondant aux exigences spécifiques pour leur utilisation, notamment pour mieux résister à la corrosion. Les qualités utilisées sont ainsi l'inox AISI 304 avec une teneur renforcée en nickel et chrome également dénommé 18/10 et l'inox AISI 316 connu sous le terme d'acier chirurgical.

