



Tampon de gel AquaFlex Parker

Peut être utilisé pour les zones qui sont difficiles à visualiser ainsi que sur les zones sensibles du corps

Le Pad aquaflex est un pad à usage unique pour les ultrasons, recommandé dans les endroits où la visibilité est difficile ou/et lorsque le gel ultrason ne convient pas. Il élimine tout risque de cross contamination dans le diagnostic et dans la procédure ultrason thérapeutique.

Propriétés :

- Ne nécessite pas de gel supplémentaire
- Positionnement délicat, par pression légère
- Non irritant, hypoallergénique
- Usage unique - Utilisation facile

Les dimensions sont de 2 x 9cm.

Conditionné par boîte de 6.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

Fabrication Américaine