

Tampons alcoolisés 70° - boîte de 100 - Robemed

Offre spéciale Vaccination :

Bénéficiez d'une remise exceptionnelle dès 10 boîtes de 100 tampons.

Les tampons d'alcool permettent une désinfection cutanée locale, rapide et précise, notamment pour prévenir des risques de contamination.

Tampons pré imprégnés d'alcool isopropylique à 70°, à usage unique.

Dimensions :

- Plié : 30 x 30 mm
- Déplié : 65 x 30 mm.

Ne pas utiliser sur des plaies ouvertes.

Emballage individuel aluminium hermétique.

Vendu par boîte de 100 pcs. Prix dégressif à partir de 10 boîtes achetées.

Matériel médical CE

Pour préparer la peau localement avant injection ou prélèvement.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

- Liquide et vapeurs inflammables

