

## FICHE TECHNIQUE



### Tampons avec boule en gaze non-tissé sur bâtonnet - Non stérile - 22 cm - Sachet de 25 - Bastos

Tampon sur bâtonnet plastique, conçu particulièrement pour la désinfection du col avant intervention. Fabrication européenne

Ce tampon en non-tissé est positionné sur un bâtonnet en plastique qui permet d'accéder avec plus de facilité au col de l'utérus, pour la désinfection.

Il peut être utilisé également pour la désinfection ou le nettoyage de tout orifice, pour les procédures de pansement des plaies, pour les procédures de désinfection de la peau ou encore pour tamponner et absorber pendant la chirurgie.

Les bords bruts du tissu sont retournés à l'intérieur et maintenus à l'aide d'un anneau élastique en silicone

Tampon et bâtonnet non stérile, à changer à chaque utilisation.

- Tampon non tissé et non stérile
- Monté sur bâtonnet en plastique
- Utilisation gynécologique pour désinfection du col
- Peut être utilisé pour nettoyer, désinfecter ou encore tamponner des plaies
- Tampon en gaze
- Bords retournés à l'intérieur par un anneau silicone
- Sachet de 25 bâtonnets avec tampon

#### Dimensions :

Bâtonnet + tampon : 22 cm

Tampon : 4.5 x 4 cm

#### Composition :

Bâtonnet : plastique

Tampon : Gaze (viscose et polyester) Non tissé environ 30 g/m<sup>2</sup>.

#### Conditionnement :

Sachet de 25 bâtonnets non stériles.

Non tissé selon EN1644-1.

Matériel Médical CE

*Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.*