



Tapis anti chute

Pour amortir les chocs en cas de chute du lit du patient âgé ou désorienté.

Ce tapis stop chute convient particulièrement au lit Alzheimer. Se pose sur les côtés du lit. Recommandé à domicile et en collectivité. Avec bande rétro-réfléchissante pour maintenir les repères du patient désorienté.

- Effet d'amorti garanti grâce à la présence d'une mousse agglomérée haute densité
- Déhoussable avec fermeture zippée
- Face coté sol anti-dérapante
- 2 tapis couvrent la longueur du lit
- Tissu enduit de polyuréthane anti-bactérien
- Matière anti-feu M1.

En option : sac de rangement pour 2 tapis.

Vendu par lot de 2 tapis stop chute.

Dimensions : 100 x 75 x 2 cm

Poids : 3,25 kg