



Tensiomètre Erka Kobold manopaire anéroïde - Rouge

Modèle professionnel de grande qualité avec 4 coloris disponibles vous permettant un choix personnalisé.

Tensiomètre Erka Kobold avec tubulure unique, manomètre de précision, cuillère latérale de maintien aluminium pour une prise en main confortable.

Finition soignée et matériaux de haute qualité pour une excellente durée de vie. Fabrication Allemande.

Coloris disponible :

- Gold
- Silver

-
- Cadran intérieur Ø 48 mm.
 - Tubulure unique.
 - Finition chromé.
 - Poire de gonflage cannelée pour une meilleure préhension.
 - Appui de main avec cuillère de préhension aluminium.
 - Valve de décompression ultra-sensible.
 - Brassard en tissu enduit lavable à fermeture velcro (27-35 cm).
 - Sans latex, sans PVC, sans phtalates.
 - Plage de mesure : 0 à 300 mmHg.
 - Graduation : tous les 2 mmHg.

Utilisation en cabinet, à domicile, à l'hôpital.

Dimensions: L 160 x épaisseur 35 mm.

Poids: 150 g (tensiomètre seul).

Livré en trousse similicuir avec brassard adulte 27/35 cm.

Fabricant de matériel médical de diagnostic depuis 1889, la marque Allemande ERKA est engagée dans une démarche d'innovation et d'excellence dans l'auscultation.

Fabrication Allemande.

Garantie 3 ans.

Matériel Médical CE.