



Tensiomètre bras électronique COMPACT BP 101 Fahrenheit Médical

Nouveau tensiomètre électronique bras compact et léger avec large écran, brassard souple de 22 à 36 cm. Garantie 3 ans

Assure un résultat précis et fiable grâce à un dégonflage à débit constant contrôlé électroniquement.

Prendre la tension au quotidien devient plus rapide et sûr par rapport aux tensiomètres classiques.

Indicateur d'arythmie, bargraphe indiquant le seuil d'hypertension.

Calcul de la moyenne des 3 dernières mesures par simple pression sur le bouton mémoire.

- Ecran LCD 43 x 53 mm.
- Brassard adulte souple de 22 à 36 cm.
- Mémoire 1 utilisateur: 90 dernières mesures.
- Moyenne des 3 dernières mesures.
- Indicateur d'arythmie (IHB).
- Affichage de la pression systolique, diastolique, du pouls, de la date et l'heure.
- Plage de mesure tension artérielle : 0-299 mmHg.
- Précision : +/- 3 mmHg.
- Plage de mesure pouls : 40- 180 bpm.
- Précision : +/- 5%.
- Arrêt automatique après 2 minutes d'inactivité.
- Fonctionne avec 3 piles AA (incluses).

Le tensiomètre électronique bras COMPACT BP 101 Fahrenheit Médical est une exclusivité de Robé Médical destiné aux professionnels et aux particuliers.

Conformes aux normes IEC 80601-2-30, EN 1060-3 (Tensiomètres non invasifs), EC 60601-1-2:2007 (Electromagnétique)

Exclusivité Robé Médical:

- Brassard de recharge adulte-adulte large de 22 à 48 cm également disponible en accessoire.

Dimensions : L 113 x l 70 x H 23 mm.

Poids : 177g (avec les piles).

Livré complet avec 3 piles AA et notice d'utilisation en Français.

Garantie 3 ans.

Matériel Médical CE.