

## Tensiomètre bras électronique COMPACT BP 101 FAHRENHEIT MEDICAL

Pour prise de tension au bras, compact et léger, large écran, brassard souple 22 à 36 cm. idéal mobilité. Garantie 3 ans.

Taille réduite, faible encombrement, adapté aux déplacements, pour professionnel et particulier.

Brassard souple convenant aux tailles de bras moyennes à larges.

Assure un résultat précis et fiable grâce à un dégonflage à débit constant contrôlé électroniquement.

Indicateur d'arythmie, bargraphe indiquant le seuil d'hypertension.

Calcul de la moyenne des 3 dernières mesures par simple pression sur le bouton mémoire.

- Ecran LCD 43 x 53 mm.
- Brassard adulte souple de 22 à 36 cm.
- Mémoire 1 utilisateur: 90 dernières mesures.
- Moyenne des 3 dernières mesures.
- Indicateur d'arythmie (IHB).
- Affichage de la pression systolique, diastolique, du pouls, de la date et l'heure.
- Plage de mesure tension artérielle : 0-299 mmHg.
- Précision : +/- 3 mmHg.
- Plage de mesure pouls : 40- 180 bpm.
- Précision : +/- 5%.
- Arrêt automatique après 2 minutes d'inactivité.
- Fonctionne avec 3 piles AA (incluses).

**Le tensiomètre électronique bras COMPACT BP 101 Fahrenheit Médical est une exclusivité de Robé Médical.**

Conformes aux normes IEC 80601-2-30, EN 1060-3 (Tensiomètres non invasifs), EC 60601-1-2:2007 (Electromagnétique)

**En option brassard adulte Extra large de 22 à 48 cm.**

Dimensions : L 113 x l 70 x H 23 mm.

Poids : 177g (avec les piles).

Livré complet avec 3 piles AA et notice d'utilisation en Français.

Garantie 3 ans.

Matériel Médical CE.

