

FICHE TECHNIQUE



Tensiomètre bras électronique confort - Nissei

Fiable et précis, 2 mémoires utilisateurs et 60 mesures par utilisateur., détecte le rythme irrégulier du pouls, usage professionnel et particulier

Entièrement automatique, le tensiomètre vérifie et avertit si le brassard n'est pas bien porté.

Il détecte également les mouvements du corps qui pourraient provoquer des erreurs

Le brassard "Friendly" se distingue par sa faible pression de contrainte et la lecture en cours d'inflation optimise la mesure en la rendant plus rapide.

Caractéristiques :

Affichage de la tension du pouls Indication de la colonne de tension Symbole du mouvement du corps Symbole de pouls irréguliers Fonction mémoire

Spécification du produit :

Principe de fonctionnement : Méthode oscillométrique Indicateur : Afficheur à cristaux liquides à 13 chiffres

Intervalle indiqué de tension (pression du brassard) : 0 à 300 mmHg Intervalle de mesure : 50 à 250 mmHg (systolique), 40 à 180 mmHg

(diastolique), 40 à 180 (fréquence du pouls)

Précision : +- 3 mmHg (pression du brassard), +-5% de la lecture (fréquence du

pouls)

Affichage des 3 dernières mesures Gonflage : Gonflage automatique

Ventilateur : Vanne automatique de dégonflage

Alimentation: 4 piles alcalines, 1.5 V LR6 (taille AA) ou adaptateur secteur

série ADP-W5 (non incluses)

Consommation électrique : 3W (max)

Mémoire : 2 mémoires de 60 prises de tension pour chaque utilisateur.

Conditions de fonctionnement : 10°C à 40°C, 15% à 85% RH

Brassard : Circonférence bras de 22 cm à 42 cm, partie appliquée type BF Unité principale : environ 315g (sans les piles) / Taille environ 114 x 174 x 70.4

mm (L x P x H)

Composition du produit :

- Tensiomètre
- Brassard
- 4 piles AA
- Sacoche de transport
- Manuel d'instructions

Dispositif médical classe IIa (93/42/CEE)

Robé Médical 26 Rue des Poncees 88200 Saint-Étienne-les-Remiremont

Demande d'information: info-produit@robe-medical.com
Garantie: 2 ans