



Tensiomètre manopoire anéroïde - Spengler Lian Nano

Pour une mesure précise de la tension artérielle.

Résistant aux chocs grâce à son cadran ABS.
Prise en main confortable et gonflage rapide.

- Facile à nettoyer.
- Mesure lisible sous tous les angles.
- Raccord rapide métal.
- Brassard en nylon, fermeture en velcro.
- Poire avec cuillère de maintien et robinet de décompression.

Livré en trousse avec le brassard.

Garantie 2 ans.

Matériel médical CE.