

### Thermomètre Visiofocus version compact 6 en 1

Nouvelle version du thermomètre Visiofocus, compact et facile d'utilisation avec affichage de la température sur le support de mesure (peau, objet, liquide, ...).

**Mesure instantanée de la température à distance, sans contact, direct et silencieux. Idéal pour une mesure sur une personne endormie ou un nourrisson, pour une utilisation familiale et professionnelle.**

Permet de mesurer la température corporelle, ambiante, ainsi que celles des liquides ou objets (eau du bain, biberon et repas,...).

Avec son système exclusif de visée, il indique à l'utilisateur la distance correcte pour un résultat fiable, ainsi que la température sur la zone de mesure.

- Système d'aide à la visée grâce à 2 points.
- Température corporelle: mesure entre 34° et 42,5°C.
- Précision de mesure en mode frontal : +/- 0,3°C.
- Température objets ou liquides, ambiante: mesure entre 1° et 55°C.
- Précision de mesure en mode analyse : +/-0,3°C.
- Fonctionne dans un environnement entre 16° et 40°C.
- Fonctionne avec 2 piles AAA.
- Autonomie 30.000 mesures.
- 3 touches pour une utilisation très simple.

Hygène et économique, utilisation sans consommables et sans aucun contact, n'a pas besoin d'être désinfecté.

[Visionnez la fiche technique en cliquant ici.](#)

Dimensions : 9.5 x 4.5 x 2.2 cm.

Poids : 49 g sans les piles.

Garantie : 2 ans.

Fabrication Européenne.

