

Thermomètre auriculaire Thermoscan Pro 6000 - WelchAllyn - Alimentation batterie

Avec socle de rangement et chargement et protège sonde à usage unique

Mesure de la température par le tympan avec sonde infrarouge ExacTemp en 2 à 3 secondes.

Pointe de sonde préchauffée pour le confort du patient et utilisation d'embouts auriculaires jetables pour l'hygiène.

Manipulation simple et intuitive grâce à un grand écran LCD rétroéclairé.

- Bouton Mémoire pour le rappel de la dernière prise de température.
- Conversion en degrés Celsius ou Fahrenheit.
- Compteur de pouls de 60 secondes pour aider à la mesure manuelle de la fréquence du pouls et de la respiration.
- Bouton d'éjection de l'embout usagé.
- Résolution 0.2 C° mesure entre 20 et 42.2 C°.
- Arrêt automatique au bout de 10 secondes.

Thermomètre avec coque protège-sondes et station de recharge livrée avec batterie rechargeable :

Alimentation : batterie rechargeable

Compris avec : Boîte de 40 protège-sondes fournie.

[Existe également en alimentation piles](#)

Garantie : 3 ans.

Matériel médical CE.

