



### Thermomètre frontal sans contact CareTemp Welch Allyn

Ecran Acl, contrôle de distance, réduit les risques de contaminations

Ce thermomètre intègre un capteur infrarouge pour la lecture sans contact de la température du patient, réduisant ainsi les risques de contamination croisée.

Sa précision est garantie par un système indiquant la distance de mesure.

#### Caractéristiques:

- Prends la température à une distance de 4 à 6 cm du front
- Bouton de rappel de mémoire
- Bouton de conversion °C/°F
- Aucun contact avec la peau du patient
- Détecte la bonne distance de fonctionnement pour plus de précision
- Grand écran ACL rétroéclairé
- Permet de prendre environ 3 000 mesures avec deux piles AAA
- Plage de température : 34°C à 43°C
- Manche ergonomique
- Arrêt automatique (10 secondes après la dernière mesure)

**Garantie** : 2 ans

**Alimentation** : 2 piles AAA (incluses)

**Poids** : 78g

**Dimensions** : 159.3 mm x 41.3 mm x 55.8 mm

Dispositif Médical de classe IIa