

Thermomètre infrarouge multifonction sans contact

Pour une mesure précise de la température corporelle ou d'objets.

Thermomètre infrarouge multifonction, avec écran rétroéclairé et codes couleurs selon le niveau de température. Fourni avec piles.

- Écran LCD rétroéclairé avec codes couleurs : vert < 37,5°C (normal); orange entre 37,5°C et 37,9°C (légère fièvre); rouge > 37,9°C (fièvre).
- Distance de prise de mesure : 3 à 5 cm.
- 2 modes de sélection : objet ou personne.
- Affichage résultats en 1 sec.
- Avec alarme sonore.
- Plage de mesure : 32 à 42,9°C (personnes); 0 à 99°C (objets).
- Précision de la mesure : $\pm 0,2$ °C.
- Choix degrés Celsius ou Fahrenheit.
- Enregistrement jusqu'à 25 mesures.
- Arrêt automatique après 30s d'inactivité.
- Indicateur batterie faible.

Mode d'emploi multilingue et piles fournis (2 AAA 1,5V).

Dimensions : L 168x I54x H44 mm.

Poids : 75 g.

Matériel Médical CE, catégorie IIa.

