

## FICHE TECHNIQUE



## Thermomètre médical avec embout flexible et étanche

Avec embout flexible, écran LCD, alarme sonore et arrêt automatique.

Le thermomètre à embout flexible permet une mesure précise de la température entre 32°C et 42.9°C. Ecran LCD, alarme sonore et arrêt automatique.

Étanchéité permettant la désinfection par trempage.

- Mesure en moins de 1 minute.
- Embout flexible.
- Sonde étanche.
- Mesure entre 32°C et 42.9°C.
- Précision : +/- 0.1°C.
- En plastique ABS avec écran LCD.
- Affichage en degré Celsius.
- Avec alarme sonore indiquant la fin de la prise de température.
- Arrêt automatique en cas de non-utilisation.
- Fonctionne avec pile LR41 1,5V (fournie)
- Livré avec étui rigide de rangement.

Pour un usage oral, rectal et axillaire.

Le mode d'emploi en français est à télécharger sur la fiche produit ou ici.

Le thermomètre numérique DT-05 <u>ne contient pas de latex.</u> Il est fabriqué avec du TPU (Polyuréthane thermoplastique) pour la partie flexible et l'ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène) pour la partie rigide.

Matériel médical CE.

Dimensions du thermomètre : 129x14x22 mm.

**Poids**: 10 g.