

FICHE TECHNIQUE

Thermomètre médical gallium sans mercure avec étui agitateur

Le thermomètre est en verre avec alliage Gallium, indium et étain, non toxique, recyclable et 100 % étanche.

Mesure entre 35°C et 42°C.

Utilisation axillaire (sous le bras), rectale ou buccale.

Avec étui rigide de rangement et système flap.

Prise de température minute.

Conformément à la loi, ce thermomètre ne contient pas de mercure.

Matériel médical CE.

Sans mercure avec étui flap pour faciliter le retour à la température initiale.

